



## 品牌故事

始於中國，放眼世界，愛迪生潛心專研實驗台生產17年，不斷創新發現新技術，為科研人員提供安全、舒適的工作環境。秉承著以產品為品牌核心實力，對全生產線進行嚴格把控，對每批原料的甄選，每台設備的運行，每次工藝的優化和每台產品的效驗都力求完美極致，將每一台愛迪生實驗台都賦予高品質基因。

愛迪生品牌以多品類、多管道的運營機制，形成覆蓋全國、立體的行銷服務網路，我們堅持為使用者創造價值，持續開發，用心服務，贏得口碑，成為科研創新的堅實夥伴。

在未來的道路上，愛迪生將繼續秉承“創新、實踐、共用”的理念，為全世界的科學愛好者提供更多、更好的產品和服務，爭創實驗台世界第一品牌。

## 愛迪生

樂見每個科研團隊和個體潛能的釋放，踐行科研創新與協作精神，推動完善我們的科研環境；為全球的實驗工作者提供致用的實驗台。

## 基礎款實驗台

質保10年



- 工業陶瓷檯面
- 優質冷軋鋼板外環氧樹脂噴塗
- 進口抗菌塑粉
- 水準調節支撐型腳輪（福馬輪）
- 海蒂詩五金、施耐德插座

### 特點 >>>

- 可移動、可穩固落地固定、可調平

- 易清洗、衛生無死角  
滿足實驗室高潔淨度需求

- 卡扣式安裝輕鬆便捷、移動、重組無憂


- 外觀簡潔新穎，可組裝出多種搭配  
輕鬆實現個性化佈局效果

- 優秀的承重性，承重達1000kg/m²

- 耐腐蝕、耐火、耐高溫、防潮  
使用壽命長經久耐用

- 標準品無需定制，沒有零件拆分

## 佈局效果 >>>



## 更多尺寸可選 >>>



AS1-1200  
(1200\*750\*800)



AS1-1500  
(1500\*750\*800)



AS1-1800  
(1800\*750\*800)

質保10年



- 工業陶瓷檯面
- 優質冷軋鋼板外環氧樹脂噴塗
- 進口抗菌塑粉
- 水準調節支撐型腳輪（福馬輪）
- 海蒂詩五金、施耐德插座

## 特點 >>>

- 可移動、可穩固落地固定、可調平

- 易清洗、衛生無死角  
滿足實驗室高潔淨度需求

- 卡扣式安裝輕鬆便捷、移動、重組無憂

- 外觀簡潔新穎，可組裝出多種搭配  
輕鬆實現個性化佈局效果

- 優秀的承重性，承重達1000kg/m²

- 耐腐蝕、耐火、耐高溫、防潮  
使用壽命長經久耐用

- 標準品無需定制，沒有零件拆分

## 佈局效果 >>>



## 更多尺寸可選 >>>



AS2-1200  
(1200\*840\*800/1950)



AS2-1500  
(1500\*840\*800/1950)



AS2-1800  
(1800\*840\*800/1950)



- 工業陶瓷檯面
- 優質冷軋鋼板外環氧樹脂噴塗
- 進口抗菌塑粉
- 水準調節支撐型腳輪（福馬輪）
- 海蒂詩五金、施耐德插座

## 特點 >>>

- 可移動、可穩固落地固定、可調平

- 易清洗、衛生無死角  
滿足實驗室高潔淨度需求

- 卡扣式安裝輕鬆便捷、移動、重組無憂

- 外觀簡潔新穎，可組裝出多種搭配  
輕鬆實現個性化佈局效果

- 優秀的承重性，承重達1000kg/m²

- 耐腐蝕、耐火、耐高溫、防潮  
使用壽命長經久耐用

- 標準品無需定制，沒有零件拆分

## 佈局效果 >>>



## 更多尺寸可選 >>>



AS3-1200  
(1200\*840\*800/2150)



AS3-1500  
(1500\*840\*800/2150)



AS3-1800  
(1800\*840\*800/2150)



## 藥品櫃

質保10年

- 優質冷軋鋼板外環氧樹脂噴塗
- 進口抗菌塑粉
- 水準調節支撐型腳輪（福馬輪）
- 尺寸：900\*450\*1870

## 特點 >>>

- 可移動、可穩固落地固定、可調平

- 易清洗、衛生無死角  
滿足實驗室高潔淨度需求

- 卡扣式安裝輕鬆便捷、移動、重組無憂

- 外觀簡潔新穎，可組裝出多種搭配  
輕鬆實現個性化佈局效果

- 優秀的承重性，每層板承重量達50kg

- 耐腐蝕、耐火、耐高溫、防潮  
使用壽命長經久耐用

- 標準品無需定制，沒有零件拆分

## 佈局效果 >>>





## 器皿櫃

質保10年

- 優質冷軋鋼板外環氧樹脂噴塗
- 進口抗菌塑粉
- 水準調節支撐型腳輪（福馬輪）
- 尺寸：900\*450\*1870

## 特點 >>>

- 可移動、可穩固落地固定、可調平

- 易清洗、衛生無死角  
滿足實驗室高潔淨度需求

- 卡扣式安裝輕鬆便捷、移動、重組無憂

- 外觀簡潔新穎，可組裝出多種搭配  
輕鬆實現個性化佈局效果

- 標準品無需定制，沒有零件拆分  
下單快速發貨，送裝同步，三天可用

- 耐腐蝕、耐火、耐高溫、防潮  
使用壽命長經久耐用

## 佈局效果 >>>





- 實芯理化板檯面
- 實驗室專用龍頭、水槽
- 優質冷軋鋼板外環氧樹脂噴塗
- 進口抗菌塑粉
- 水準調節支撐型腳輪(福馬輪)
- 海蒂詩五金
- 尺寸：900\*700\*800

## 特點 >>>

- 可移動、可穩固落地固定、可調平

- 易清洗、衛生無死角  
滿足實驗室高潔淨度需求

- 外觀簡潔新穎，可組裝出多種搭配  
輕鬆實現個性化佈局效果

- 耐腐蝕、耐火、耐高溫、防潮  
使用壽命長經久耐用

- 標準品無需定制，沒有零件拆分

## 佈局效果 >>>





- 實芯理化板+大理石檯面
- 優質冷軋鋼板外環氧樹脂噴塗
- 進口抗菌塑粉
- 水準調節支撐型腳輪(福馬輪)
- 施耐德插座
- 尺寸：900\*650\*800

## 特點 >>>

- 可移動、可穩固落地固定、可調平

- 易清洗、衛生無死角  
滿足實驗室高潔淨度需求

- 櫃體底部福馬輪地腳底部帶有65-75硬度的緩衝膠，有效緩衝地面震動

- 採用內外分體結構  
檯面與測試區域可同時工作，使用時互不影響

- 獨立大理石位置採用氣浮減振器  
將設備與外界振動源進行有效隔離  
保證精密天平的工作穩定

- 耐腐蝕、耐火、耐高溫、防潮  
使用壽命長經久耐用

- 標準品無需定制，沒有零件拆分

## 佈局效果 >>>





## 工業安全櫃

質保10年

- 優質冷軋鋼板外環氧樹脂噴塗
- 進口抗菌塑粉
- 雙鎖櫃門、鋼琴式鉸鏈
- 水準調節支撐型腳輪(福馬輪)
- 雙透氣孔，防溢漏式層板  
靜電接地傳導埠
- 尺寸：590\*460\*1720

## 特點 >>>

- 可移動、可穩固落地固定、可調平

- 易清洗、衛生無死角  
滿足實驗室高潔淨度需求

- 外觀簡潔新穎，可組裝出多種搭配  
輕鬆實現個性化佈局效果

- 耐腐蝕、耐火、耐高溫、防潮  
使用壽命長經久耐用

- 標準品無需定制，沒有零件拆分

## 佈局效果 >>>





陶瓷  
檯面

塑粉

福馬  
輪

滑軌

鉸鏈

## 陶瓷檯面解析 >>>

厚度20mm工業陶瓷板，採用優質天然矽酸鹽材料，經特殊工藝長時間高溫煅燒而成。其基材和釉面配方獨特，技術先進，可滿足苛刻的實驗室環境，是目前最頂級的實驗室檯面之一，具有其他任何性質實驗室檯面不可比擬的特點：

- ☆ 超強抗化學腐蝕性能，可有效抵禦除氫氟酸外100多種化學和有機溶劑的侵蝕，是當今耐腐蝕性能最好的實驗室檯面之一
- ☆ 最高能承受1550℃高溫，不懼明火，不可燃、不起泡、不開裂
- ☆ 表面堅硬結實，耐刮磨，極強的抗衝擊性能，在抗衝擊性能實驗中表現一級。有效彌補其他實驗室檯面不耐磨的缺陷
- ☆ 抗老化、色澤牢固、不變色，能抵禦紫外線照射所造成的各種侵害，使用壽命極長
- ☆ 絕緣性能極佳，不導電，具有極強的絕緣性能，無催化劑作用，特別適用於電子、電力等行業的實驗室
- ☆ 平整度好，與玻璃平整度相當，不變形，便於拼接，有效地避免了產品在加工，安裝過程中由於表面不平整所帶來的困擾
- ☆ 耐污染、易清潔、易保養，表面封塗含特殊材料的耐腐蝕釉面，表面光滑無毛孔，能有效抑制細菌滋生，極耐污染
- ☆ 不含有毒物質、安全環保，不含甲醛，無輻射，不可燃，不導電，健康環保



## 塑粉

奧地利老虎塗料公司 (TIGER) 塑粉，通過中國環境標誌 (II型) 產品認證，且符合歐盟RoHS指令，不含毒性，不含溶劑和不含揮發有毒性的物質。塑粉內加入抗菌劑，對生活環境中的細菌有抵抗和滅殺作用；長期保持微生物學上的清潔生活環境。

目前，這種抗菌粉末塗料主要應用在醫院的護士台、治療櫃、護理推車、醫療傢俱、導醫台、藥房藥架藥櫃及相配套的五金配件、門把手的金屬表面，用於抑制與人們直接接觸病菌的存活。


## 福馬輪

福馬輪又叫水準調節支撐型腳輪。該腳輪可調節高度，可固定，可滾動移動，能夠同時滿足設備移動和固定的需求，還具有防塵保淨等多種功能於一體。

福馬輪的主要結構由三部分構成，分別是移動輪、受力支架和調整塊底座。移動輪賦予了福馬輪可以自由移動的基礎功能，受力支架使福馬輪擁有了良好的承重負載能力，調整塊底座則讓福馬輪可以在運輸到位後實現設備的固定。

優點：

- ☆ 移動性能出色，當福馬輪需要實現移動效果時，我們就可以正向順時針旋轉並調低牙輪，直到底座與地面實現分離，注意此時移動輪仍舊保持與地面接觸的狀態，方便後續的設備移動等工作，可以直接將設備移動至合適的地方。
- ☆ 固定性能優秀，當福馬輪需要實現固定效果時，我們就可以反向旋轉並調高牙輪，在此過程中原本與地面接觸的移動輪將會逐漸騰空。



## 滑軌

德國海蒂詩滑軌，機械彈簧緩衝阻尼組合，勻速閉合緩衝，抽屜關到一定程度自動閉合；雙排鋼珠潤滑無聲，靜音升級。精美電泳工藝，有效防銹提高使用壽命。

海蒂詩滑軌擁有獨有的鋼珠軸承系統，雙排實心鋼珠設計，鋼珠與軌道間隙0.1微米，保證了軌道側運行穩定性。海蒂詩的軌道潤滑油是無公害的潤滑劑，全系列平臺化設計，廣泛應用於各種高端傢俱，白色家電，穩定性極高。30公斤以上承重，順暢抽拉10萬次以上。

## 鉸鏈

德國海蒂詩鉸鏈，承重能力強，承重可達70公斤左右；採用兩層的鍍鎳工藝技術處理，因此擁有超強的防腐蝕性，能夠在潮濕、高溫等惡劣環境下保持長時間的使用壽命；承重測試的情況下，開合次數超過10萬次。



爱迪生®  
**EDSYN**  
TOOL

# 藥品櫃

---





優質冷軋鋼板、環氧樹脂噴塗

進口抗菌塑粉

水平調節支撐型腳輪(福馬輪)

尺寸:900\*450\*1870

EDSYN